

Piede

0/700

DIVARICATORE ALLUCE VALGO

CARATTERISTICHE

Struttura in materiale plastico
Rivestimento superiore in morbido feltro
Imbottitura interna
Cinturini di tensione con chiusura a velcro
Lavabile
Consigliato per uso notturno

INDICAZIONI

Alluce valgo non operabile
Distorsione dell'alluce
Borsite e artrosi MF1
Alluce gottoso
Alluce valgo giovanile



Taglia	Misura Scarpa	Destro	Sinistro
S	fino a 38	 * 9 0 4 1 0 5 1 8 4 *	 * 9 0 4 1 0 5 2 2 2 *
M	38 - 41	 * 9 0 4 1 0 5 1 7 2 *	 * 9 0 4 1 0 5 2 1 0 *
L	41 e oltre	 * 9 0 4 1 0 5 1 5 8 *	 * 9 0 4 1 0 5 1 9 6 *



0/701

TUTORE ALLUCE VALGO

CARATTERISTICHE

Tutore dinamico funzionale per il trattamento e la correzione dell'alluce valgo e dei disturbi correlati, munito di un innovativo sistema di snodo che guida e sostiene il movimento articolare del dito durante il passo, proteggendo la sporgenza ossea da sfregamenti ed eliminando la borsite reattiva.

Studiato per un utilizzo sia diurno che notturno, esercita la sua azione protettiva e correttiva in modo invisibile all'interno di scarpe comode, consentendo di svolgere le normali attività e mantenendo l'alluce nel suo corretto allineamento.

Sezione dinamica con funzione di stabilizzazione e di guida del movimento articolare dell'alluce

Stecca in poliuretano speciale stampato a iniezione

Fascia metatarsale anatomica senza cuciture e regolabile con velcro

Fascia digitale anatomica senza cuciture e regolabile con velcro

Cuscinetto protettivo in gel rivestito

Tessuto con trattamento batteriostatico a base di microparticelle di argento metallico

INDICAZIONI

Prevenzione e correzione dell'alluce valgo

Trattamento della borsite metatarso-falangea

Protezione dell'esostosi del primo metatarso

Trattamento della sindrome pronatoria dell'avampiede associata all'alluce valgo

Trattamento riabilitativo post-operatorio



Taglia

Misura unica ambidestro

Codice



Piede

0/702

CALZINO PER ALLUCE VALGO

CARATTERISTICHE

Calzino tecnologicamente innovativo (fibre di lycra, nylon e cotone)

Ideato per avvolgere il piede e assisterlo nelle sue funzioni fisiologiche

Il diverso intreccio di fibre nelle varie fasce si muove in sintonia con il piede massaggiandolo, favorendo il ritorno linfatico e rassodando la muscolatura

Colore bianco

INDICAZIONI

Utile a chi soffre di alluce valgo o abbia tendenza a svilupparlo; le linee di forza contrastano la deviazione anomala dell'alluce verso le altre dita



Versione Media



Versione Corta

Mis. Scarpa Media

Codice

34 - 36



37 - 39



40 - 42



43 - 45



Mis. Scarpa Corta

Codice

34 - 36



37 - 39



40 - 42



43 - 45



0/703

SCARPA POST-OPERATORIA







CARATTERISTICHE

Scarpa post operatoria con suola in talismo
 Scaricando l'avampiede permette una deambulazione
 precoce, anticipando il recupero funzionale
 Massima stabilità grazie alla suola a pianta larga,
 stabilizer posteriore associato ad un contrafforte rigido
 Tomaia super imbottita senza bordature e chiusura a
 velcri anti frizione
 Mascherina (optional) per proteggere dallo sporco e
 dalle intemperie
 Nylon cordura colore nero
 Bordo protettivo anteriore studiato per non avere
 conflitti negli interventi con fili di Kirschner
 Permette l'inserimento di una soletta in Eva
 riequilibrante e personalizzabile compresa nella
 confezione
 Ambidestra

INDICAZIONI

Post intervento all'alluce valgo
 Post intervento all'avampiede
 Metatarsalgia
 Ulcera



Misura Scarpa	Codice
35 - 36	 * 9 2 2 5 5 3 6 4 1 *
37 - 38	 * 9 2 2 5 5 3 6 5 4 *
39 - 40	 * 9 2 2 5 5 3 6 8 0 *
41 - 42	 * 9 2 2 5 5 3 7 0 4 *
43 - 44	 * 9 2 2 5 5 3 7 1 6 *
45 - 46	 * 9 2 2 5 5 3 7 2 8 *



Piede

0/704

SCARPA POST-OPERATORIA

CARATTERISTICHE

Tomaia regolabile, in speciale tessuto forato per garantire la massima circolazione dell'aria
Ottima resistenza all'abrasione, alla tensione, alla lacerazione e al lavaggio
Suola in microporosa a bidensità con fascione centrale antisbilanciamento in avanti
Contrafforte esterno per un maggior sostegno alla caviglia
Peso estremamente leggero
Ambidestra

INDICAZIONI

Post intervento all'alluce valgo
Post intervento all'avampiede
Ulcere avampiede



Misura Scarpa

Codice

35 - 36



37 - 38



39 - 40



41 - 42



43 - 44



45 - 46

a richiesta



0/705

TALLONIERE SEMPLICI

CARATTERISTICHE

Struttura in morbido silicone a profilo ribassato
Comfort ed efficacia assicurata sia come cura sia
come prevenzione

INDICAZIONI

Sperone calcaneare
Fascite plantare
Tallonite
Borsite calcaneare
Infiammazione del tendine di Achille
Ragadi e fissurazioni del tallone



Taglia

Codice

Misura unica



0/706

TALLONIERE CON INSERTO RIMOVIBILE




CARATTERISTICHE

Struttura in morbido silicone con inserto rimovibile
Rimuovendo l'inserto centrale si crea un'area di scarico selettivo che elimina completamente la pressione localizzata sotto lo sperone
Lasciando l'inserto in sede la talloniera diventa un supporto che ammortizza le pressioni su tutta l'area del tallone

INDICAZIONI

Sperone calcaneare
Fascite plantare
Tallonite



Taglia	Misura Scarpa	Codice
S	34	 * 9 0 5 3 4 4 4 0 6 *
M	35 - 40	 * 9 0 5 3 4 4 3 9 4 *
L	41 - 46	 * 9 0 5 3 4 4 3 5 6 *



0/707

TALLONIERE CON INSERTO MORBIDO





CARATTERISTICHE

Struttura in morbido silicone con parete stabilizzante
 Inserto centrale in gel siliconico di minore densità per alleviare i sovraccarichi

INDICAZIONI

Talalgia
 Fascite plantare



Taglia	Misura Scarpa	Codice
S	34,5 - 36	 * 9 0 9 0 2 1 7 5 0 *
M	36,5 - 40,5	 * 9 0 8 5 0 6 0 7 6 *
L	41 - 44	 * 9 0 8 5 0 6 0 8 8 *
XL	44,5 - 48	 * 9 0 8 5 0 6 0 9 0 *



0/708

TALLONIERE CON INSERTO MORBIDO





CARATTERISTICHE

Struttura in morbido silicone con parete stabilizzante
Inserto centrale obliquo in gel silicico di minore densità per alleviare i sovraccarichi

INDICAZIONI

Talalgia da "sperone calcaneare"



Taglia	Misura Scarpa	Codice
S	34,5 - 36	 * 9 0 9 0 2 1 6 2 2 *
M	36,5 - 40,5	 * 9 0 9 0 2 1 6 3 4 *
L	41 - 44	 * 9 0 9 0 2 1 6 4 6 *
XL	44,5 - 48	 * 9 0 9 0 2 1 6 6 1 *



0/709

PLANTARI AMMORTIZZANTI

CARATTERISTICHE

Struttura in morbido silicone ipoallergenico e lavabile
Antitraumatici adatti ad ogni tipo di scarpa
Ammortizzano il carico durante il cammino
Modello specifico per donna

INDICAZIONI

Metatarsalgia
Plantalgia
Dolore da sovraccarico



Taglia

Misura unica ritagliabile

Codice



Piede

0/710

SOLETTE CON INSERTO MORBIDO

CARATTERISTICHE

Struttura in morbido silicone con proprietà biomeccaniche, ipoallergenico e lavabile
Massimo sostegno e massima capacità ammortizzante
Inserti in gel silconico di minore intensità per alleviare i sovraccarichi nella zona tallone e nella zona metatarsale
Modello specifico per uomo

INDICAZIONI

Algia plantare meccanica



Taglia	Misura Scarpa	Codice
S	39,5 - 40,5	 * 9 1 0 6 3 4 2 1 9 *
M	41 - 42	 * 9 1 0 6 3 4 2 2 1 *
L	42,5 - 44	 * 9 1 0 6 3 4 2 3 3 *
XL	44,5 - 47	a richiesta



0/711

SOLETTE ¾ CON INSERTO MORBIDO

CARATTERISTICHE

Soletta a ¾

Struttura in morbido silicone con invaso calcaneare modellato





Studiata per ridurre gli urti e le vibrazioni e per dare sollievo a legamenti, muscoli e tendini sottoposti a stress atletico o di altra natura

Inserti in gel siliconico di minore intensità colorato per alleviare i sovraccarichi

INDICAZIONI

Atrofia del cuscinetto adiposo plantare o calcaneare
Rachialgia meccanica



Taglia	Mis. Scarpa	Codice Donna
XS	34 - 36	 * 9 0 9 0 2 1 7 1 1 *
S	36,5 - 38,5	 * 9 0 9 0 2 1 7 2 3 *
M	39 - 40,5	 * 9 0 9 0 2 1 7 3 5 *
L	41 - 42	 * 9 0 9 0 2 1 7 4 7 *

Taglia	Mis. Scarpa	Codice Uomo
S	39,5 - 40,5	 * 9 0 9 0 2 1 6 7 3 *
M	41 - 42,5	 * 9 0 9 0 2 1 6 8 5 *
L	43 - 45,5	 * 9 0 9 0 2 1 6 9 7 *
XL	46 - 47,5	 * 9 0 9 0 2 1 7 0 9 *
XXL	48	 * 9 0 2 4 1 0 7 0 7 *



0/712

PLANTARE "FLEBOLOGICO" PODOVENUS

CARATTERISTICHE

Scocca stabilizzante che consente il sostegno della volta plantare grazie all'utilizzo di materiali compositi e alla barra metatarsale

Base che consente la stimolazione della soletta venosa di Lejars e l'"effetto pompa" che spinge il sangue venoso verso il cuore

Copertura traspirante

INDICAZIONI

Ideale per problematiche di insufficienza venosa cronica o temporanea


Aumenta il drenaggio linfovenoso in particolare se abbinato all'utilizzo della calza ad elastocompressione

Riequilibra i picchi di pressione e protegge dai traumi durante il cammino

Vasculopatia

Dita a martello

Indicato per uomo/donna e in gravidanza



Taglia

Codice

Da 35 a 46



(*)

* il codice identifica il plantare del numero 35 ed è utile per l'individuazione dei numeri successivi presenti in banca dati



0/713

PLANTARE "PIEDE REUMATICO" PODOARTRIX

CARATTERISTICHE

Scocca stabilizzante che consente il sostegno della volta plantare e barra retro recapitata morbida
 Base che garantisce ammortizzamento e protezione riequilibrando le pressioni plantari, annullando l'effetto "pistone" delle dita che causa schiacciamento e dolore ai metatarsi e rallentando l'evoluzione delle deformità
 Copertura traspirante

INDICAZIONI

Ideale per prevenzione primaria del piede diabetico
 Deformità delle dita e dolore ai piedi
 Alluce valgo
 Metatarsalgia
 Dita a martello
 Vasculopatie
 Indicato per donna e anziani



Taglia

Da 35 a 46

Codice



* il codice identifica il plantare del numero 35 ed è utile per l'individuazione dei numeri successivi presenti in banca dati



Piede

0/714

PLANTARE "VITA ATTIVA" PODOACTIVE

CARATTERISTICHE

Scocca stabilizzante che consente il sostegno della volta plantare grazie all'utilizzo di materiali compositi; barra metatarsale che assicura un continuo massaggio

Inserto di scarico sul tallone che assicura una miglior dissipazione degli urti e cunei stabilizzatori laterali per un miglior controllo del retro piede.

Copertura traspirante

INDICAZIONI


Tallonite

Piede cavo

Piede piatto

Fascite plantare

Indicato per attività sportiva e lavorativa in piedi



Taglia

Codice

Da 35 a 46



(*)

* il codice identifica il plantare del numero 35 ed è utile per l'individuazione dei numeri successivi presenti in banca dati

